

Proglide halskrage



Proglide halskrage

VUXENSTORLEK – EN STORLEK PASSAR ALLA

Patenterade PROGLIDE nackkrage har ny design med nya moderna färger, nya material för optimal komfort och starkare konstruktion för bättre stöd. Tack vare den unika höjdjusteringstekniken med 12 lägen kan en anpassad passform enkelt ställas in med hjälp av ett vred. Utformningen av PROGLIDE med en storlek för alla ger effektivare lagerförvaring och lägre kostnader. PROGLIDE nackkrage erbjuder en komplett lösning för personer med cervikala skador som behöver halskrage för långvarigt bruk.

- *En storlek passar alla: effektivare lagerförvaring, lägre kostnader.*
- *Framsida: 12 höjdinställningar för anpassad passform, ergonomiskt dynamiskt vred.*
- *Baksida: standard och lång baksida*
- *Större trakealöppning.*

1 – Ny uppdaterad version.

2 – Tillverkad i USA.

3 – Ny design som fördelar tryckpunkterna effektivt, speciellt till käkben, övre bröstvägg och occipitalt.

4 – Optimal utformning minskar risken för hudskador genom avlastning av tryckpunkterna.

5 – Starkare material förhindrar böjning vid extrema krafter.

6 – Ökad strukturell styrka ger bättre rörelsebegränsning.

7 – Anpassning efter halsens omkrets.

8 – Ökat antal höjdjusteringar för anpassning till patienter med korta och långa cervikala områden.

9 – Ööverträffad komfort vid långvarig användning.

10 - 2 modeller: PG172 och PG174

11 - X-Ray, CT- och MRI-kompatibel.

12 - Patenterad



+46(0)8-56444120. info@jhinova.com
Flötviksvägen 17, S-165 72 Hässelby