




INSUPEN

- Brett storleksutbud: 29G, 31G, 32G och 33G
- Kompatibilitet: Passar till alla insulinpennor på marknaden enligt ISO standard
- Unik silikonisering: För förbättrad injektionskomfort.
- Trippelslipad: För bästa stickresultat och minskat obehag
- Thin-wall teknologi: Kanyler med utökad innerdiameter, vilket gör det lättare att injicera och öka flödes hastigheten
- Anti-coring: Förhindrar att fragment från ampullens gummimembran hamnar i ampullen.
- Internationell färgkodning

Gör så här:





G = Gauge

Gauge är ett mått på kanylens diameter. Ju högre gauge ju tunnare/finare kanyl.

anti-coring

Thin-wall teknologi

ISO



INSUPEN "TYPE A"	
EN ISO 11608-2:2000	
Sanofi Aventis* - Eli Lilly*	
Novo Nordisk* - Owen	
Mumford* - B. Braun*	
Berlin Chemie* - Bioton*	
Amylin* - Genentech*	
Pfizer* - Roche* - Serono*	
"TYPE A"	
EN ISO 11608-1:2000	

Orderinformation

Art.nr.	Varu.nr.	Gauge	Färgkod	Avd förp/Trp förp.
22630	73 71 00	4 mm x 33G	Orange	100 st / 12 x 100 st
22610	73 25 60	4 mm x 32 G	Grön	100 st / 12 x 100 st
22983	20 56 01	6 mm x 32G	Grön	100 st / 12 x 100 st
22984	20 56 02	8 mm x 32G	Grå	100 st / 12 x 100 st
22902	73 08 03	5 mm x 31G	Ljuslila	100 st / 12 x 100 st
22989	20 37 58	6 mm x 31G	Lila	100 st / 12 x 100 st
22990	20 37 59	8 mm x 31G	Ljusblå	100 st / 12 x 100 st